



INSTRUCCIONES

Fabricado Y DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNDO POR

Fountain Head

MARKETING, INC.

Producto EEUU

Romet Electro Laringe

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO R300

- Garantía total de 3 años
- Control de tono y volumen de rango completo
- Ruedas externas independientes y ajustables: no se requieren herramientas
- Barril ligero: cabe en su mano

Barril de bloqueo para evitar una apertura accidental

- Material Duradero DuPont Delrin
- Batería recargable de iones de litio de 9 V para mayor tiempo de conversación
- Se adapta a baterías normales de 9 V
- Certificado CE (documentación disponible a pedido)

KIT COMPLETO 1 –

R310 Unidad 1 - Cargador inteligente 1 - Recargable 9V - Batería de iones de litio 1 –

Adaptador intraoral con cinco tubos accesorios 1 - Luz para estoma con Cordón 1 – Extraíble Anillo de cordón 1 - Correa de seguridad

INSTRUCCIONES DE CARGADOR Y BATERÍA

Cargador: Incluido con su unidad encontrará 1 - batería de iones de litio de 9V. Cuando recibe su unidad, la batería solo está aproximadamente al 80% de su capacidad.

Cargue la batería a plena capacidad antes de usarla para alcanzar la máxima potencia. Conecte su cargador de litio en un circuito de 110 V (220 V requerirán un adaptador para su área local, NO incluido en su kit).



Inserte una o dos baterías recargables en su cargador. Luz LED roja = necesita carga. Luz LED verde = completamente cargada.

Inserción de la batería: Retire la tapa del extremo de la batería de la unidad e inserte la batería de litio de 9 V en el cilindro. La polaridad de la batería es intercambiable; los polos + o - de la batería son reversibles. El contacto eléctrico se hará automáticamente cuando la tapa se enrosque en el extremo del barril.

Cordón extraíble: si desea utilizar la opción de cordón extraíble, coloque el soporte del cordón de goma en la ranura de la tapa del extremo; luego atornille la tapa en el extremo del barril.

ADVERTENCIA: Cargue las baterías de iones de litio únicamente en un cargador de iones de litio. NO intente recargarlos con ningún otro cargador. NO coloque ninguna otra batería en el cargador. Las pilas alcalinas normales de 9 V funcionarán en su electrolaringe Romet®.

Sintonía FINA

INSTRUCCIONES PARA HABLAR

Rueda de volumen: (a la derecha) Gire la rueda para ajustarlo fácilmente mientras habla para aumentar o disminuir el volumen de su habla para dar énfasis.

Es fácil controlar su voz con una sola mano. NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS.

Empuje hacia fuera Cabezal superior ajustable: Gírelo para ajustar el sonido, si es necesario.

ADVERTENCIA PARA EL TONO: el ajuste excesivo del parche provocará una disminución de la calidad del tono; ten cuidado.

Práctica: Coloca el Romet® La laringe electrónica al cuello y la práctica de ajuste para encontrar su "punto dulce" al volumen. Logra tu mejor tono vocal.

Botón de encendido / apagado: para hablar, presione el botón y suéltelo cuando haya terminado.

NOTA: El punto de contacto puede estar en varios lugares del cuello o del costado de la boca; cada persona es diferente según la textura de su piel y la cantidad de radiación que haya recibido. Mírese en un espejo y repita oraciones simples para lograr claridad vocal. Si es posible, grabe su voz y reproduzca para escuchar cómo suena. ¡Practica con regularidad!

Rueda de tono: (a la izquierda) Gire la rueda para ajustar fácilmente a un tono más alto o más bajo. No es necesario seguir ajustándolo después de haber alcanzado el nivel de tono deseado.

INSTRUCCIONES DEL ADAPTADOR ORAL

ROMET

El adaptador oral le permite utilizar cualquier laringe artificial (AL) de tipo cuello como dispositivo intraoral antes de que la piel del cuello cicatrice lo suficiente como para permitir la presión contra el mismo y en cualquier otro momento en el que parezca preferible el uso intraoral. (Quizás una reacción de dolor o tos, fatiga, inflamación.)

Algunos sonidos, como "g" y "k", serán muy difíciles de pronunciar con un dispositivo intraoral. Un sonido ligeramente descuidado no será demasiado difícil de entender si la mayoría de los demás sonidos son claros. O sustituya por otra palabra con un significado similar que sea más fácil de pronunciar.

Inserte el tubo en el pequeño orificio en la parte superior del adaptador.

- Empuje el tubo hacia adentro lo suficiente para sujetarlo bien. NO lo fuerce para que se extienda hacia abajo en la cavidad principal del adaptador.
- Empuje la cabeza del adaptador sobre el AI para que se asiente firmemente.
- Sostenga la Electro laringe en su mano no dominante para liberar su mano dominante para escribir y otros usos.
- Coloque aproximadamente a 3,8 a 5 cm el tubo en la comisura de la boca con el extremo abierto sobre la lengua y apuntando hacia el techo de la boca.



- Deje la lengua lo más libre posible para darle forma palabras naturalmente.
- Presione el botón de encendido / apagado y tendrá sonido en tu boca para hablar.

HABLE EXTRA LENTAMENTE Y CUIDADOSAMENTE POR TELÉFONO Las personas no pueden ver los movimientos de sus labios y expresiones faciales para ayudarles a entenderlo. Su nombre y dirección son los más difíciles para un oyente porque no hay pistas del resto de la oración. Dígalos muy despacio y con cuidado. Cuando le dé su nombre y dirección a alguien que no conoce, diga primero 3 o 4 oraciones para que el oyente pueda comenzar a comprender su patrón de habla.

Practique por teléfono con un amigo o familiar que pueda ayudarlo a determinar los mejores ajustes de tono y volumen y con qué sonidos debe tener más cuidado o practicar más. Además, intente trabajar con un contestador automático para poder escucharse a sí mismo.

TUBOS: los tubos con tapa se pueden doblar para mantener cualquier posición y ayudan a prevenir la ingesta de saliva o bloquear el sonido con la lengua o la mejilla, pero pueden obstruirse con saliva o comida. Puedes experimentar con otras longitudes de tubo cortando los tubos. Necesitará cortadores de alambre.

PRÁCTICA DEL HABLA

- Presione el botón e intente decir vocales simples:
"Aaa, E eee, I, OOO, U. "
- A continuación, pruebe con sonidos breves y sencillos como: "Ma Ma"y "Da Da".
- Luego cuente: "uno, dos, tres, cuatro, cinco", etc. No se apresure.

Pronuncia cada palabra con cuidado.

- Pruebe algunas fases simples: "¿Cómo estás?" "María tenía un corderito."

Habla despacio y presta mucha atención a la pronunciación, exagerando esto al principio. A medida que aprenda a hablar con más claridad, podrá hablar un poco más rápido, pero nunca hable demasiado rápido ni ejecute su sonido.



y palabras una y otra vez.

- Haga su discurso más comprensible usando el botón encendido para crear las pausas entre palabras, frases y oraciones. Descubrirá que algunos sonidos se entienden más fácilmente si el sonido se activa tal como los dice. ¡Practica con una grabadora! La ayuda de un fonoaudiólogo es valiosa para desarrollar su mejor habla posible y es especialmente importante para aquellos con problemas de coordinación de la lengua o daño en los músculos de la lengua.

CUIDADO DE LOS TUBOS ADAPTADORES ORALES

- Sacuda la humedad acumulada fuera de su tubo con frecuencia.
- Enjuágate la boca después de comer o beber antes de hablar.
- Lave los tubos con agua caliente y jabón o detergente con frecuencia para mantenerlos frescos.
- Si usa un tubo con tapa, cepille las ranuras.
- Enjuague y deje secar completamente para evitar la oxidación.
- Los tubos pueden hervirse o blanquearse. El plástico puede blanquearse y el alambre del tubo tapado puede oxidarse, esto no afectará el uso de los tubos.

IMPORTANTE: No se debe permitir que la saliva o las bebidas se asienten en la cabeza de su electro laringe durante un período prolongado. Con regularidad, retire el adaptador de su electro laringe y use un pañuelo de papel suave para limpiar cualquier humedad o material extraño de la cabeza y del interior del adaptador. Esto debe hacerse al menos todas las noches antes de dejar la unidad a un lado para pasar la noche, y con más frecuencia si es necesario para mantener el cabezal razonablemente limpio y seco.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ROMET, CONTACTE:

ELECTRONIC LARYNX

Fountain Head

14410 Saratoga Pass San Antonio, TX 78254-1860 Toll Free: 888.826,2703 Fax: 210.858.9608

info@romet.us www.romet.