

RaVoR™

reducción de volumen con radiofrecuencia



- ▶ El uso de Radiofrecuencia disminuye la formación de costras y reduce el dolor postoperatorio.
- ▶ Insumos disponibles para reducción de cornetes, paladar blando y base de lengua en formatos desechable y reutilizable.
- ▶ La energía aplicada se autoregula dependiendo de la impedancia del tejido.
- ▶ Una vez se haya logrado la reducción, el generador CURIS® se detiene automáticamente (función AutoStop).



Hipertrofia de cornetes

Más información



CATÁLOGO



VIDEO



LITERATURA