

INOMED C2

neuromonitorización del nervio laríngeo



- ▶ Indicado principalmente para su uso en cirugías que suponen alteraciones previas en la anatomía (cirugías anteriores, malformaciones, etc.).
- ▶ Electrodo adhesivo universal adaptable a cualquier tubo de PVC.
- ▶ Reduce el riesgo de provocar daños involuntarios en el nervio laríngeo.
- ▶ Los 8 electrodos en el adhesivo aseguran un contacto de 360° con la superficie.



Cirugía de tiroides

Más información



CATÁLOGO



VIDEO