



# To-BiTE®

pinza bipolar para amigdalectomías



- ▶ **Disección, sujeción, aspiración y coagulación incluidas en la misma pieza de instrumental.**
- ▶ Las cuatro funciones permiten realizar amigdalectomías más seguras, más rápidas y de manera más sencilla.
- ▶ Sangrado perioperatorio prácticamente inexistente: los vasos se sellan inmediatamente durante la disección.
- ▶ Reducción considerable del dolor postoperatorio y de la probabilidad de sangrado después de la intervención.



Preparación de la amígdala con To-BiTE™



Herida inmediatamente posterior a la cirugía.

## Más información



CATÁLOGO



LITERATURA



VIDEO